



Cinesiterapia MOTOMed
para más calidad de vida

1. con motor
2. asistido por motor
3. con su propia fuerza

Terapia de movimiento para más calidad de vida

Movimiento es la condición para su bienestar. Su vida en movimiento con el MOTOMed no importa si entrena con motor, asistido por motor o con su propia fuerza. El equipo cinesiterapéutico es apto para personas con limitaciones en el movimiento y personas en sillas de ruedas.

Entrenar suave, seguro y asistido por motor

El equipo cinesiterapéutico mueve sus piernas o brazos suavemente. Puede entrenar pasivo, asistido por motor así como activo con su propia fuerza muscular. Los movimientos son suaves y guiados, similar al ir en bicicleta. Según el modelo se entrena cómodamente desde la silla o silla de ruedas o estando tumbado en la cama.

Clasificado como ayuda técnica

El MOTOMed está clasificado como ayuda técnica de las cajas de enfermedad en Alemania. Bajo ciertas condiciones los gastos para la compra pueden ser asumidos para pacientes con enfermedades neurológicas.

Equipamiento de baseMOTomed viva2 Parkinson

El MOTomed viva2 Parkinson tiene, además a las funciones conocidas MOTomed como el Ejercicio de Simetría y la Detección de Espasticidad, un motor especial. Este motor produce velocidades pasivas de hasta 90 rpm e integra el nuevo método de terapia para Parkinson "Forced Exercise" en la terapia MOTomed.

Posibilidades de terapia

- Forced Exercise (ejercicio de piernas con velocidades de hasta 90 rpm)
- Ejercicio pasivo (con motor)
- ServoPedaleo (ejercicio asistido por motor)
- Ejercicio activo (con propia fuerza)
- Ejercicio de Simetría

Mecánica

- Pedales acolchados de seguridad
- Ajuste del radio de pedal bietápico (7,0 cm o 12,5 cm)
- Asidero de mano
- Movable con grandes rodillos de transporte (13 cm de diámetro)
- Construcción entera en metal, de gran valor y estable
- Más estabilidad por el soporte-pie extensible

Funciones

- Ayuda de Inserción con parada de seguridad
- Accionamiento de Relajación con inicio y parada suave
- Protección de Movimiento & Control Antiespasmó
- Reglaje de la velocidad de 0 a 90 rpm (pasivo)
- Reglaje de la fuerza motriz de 1 a 10
- Tiempo de terapia preajutable de 0 hasta 120 minutos
- Autoprueba automática del equipo

Software

- Unidad de mando grande y de fácil manejo con guía de usuario y teclas grandes perceptibles
- Selección de 27 idiomas
- especial" Forced Exercise" Programa de Ejercicio-Parkinson
- Programas de Motivación MOTOmax y TRAMPOLINmax
- Programa de Coordinación de 4 Segmentos
- otros Programas de Ejercicio
- Feedback detallado en tiempo real
- Análisis de Ejercicio después del ejercicio